

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: **Ihdent GIZ fil Typ II Varnish**

Hersteller/Lieferant:	Dr. Ihde Dental AG	Dr. Ihde Dental GmbH
	Dorfplatz 11	Erfurter Strasse 19
	CH-8737 Gommiswald/SG	D-85386 Eching
	Tel.: +41 55 293 23 23	Tel.: +49 89 319 761 0
	Fax: +41 55 293 23 00	Fax: +49 89 319 761 33
	contact@implant.com	info@ihde-dental.de

Auskunftgebende Person: Dr. Stefan Ihde, Herr Stefan Beer

2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung:

Gefährliche Inhaltsstoffe:	Gehalt	CAS-Nr.	S-Sätze	R-Sätze
Azeton	44,0 %	67-64-1		
Äther	28,0 %	60-29-7		
Hexamethylen	11 %	110-80-7		
Zellulose	3 %			

Ungefährliche Inhaltsstoffe: Gehalt CAS-Nr.

Pflanzengummi	12 %	
---------------	------	--

3. Mögliche Gefahren

Eine gesundheitliche Schädigung ist bei normaler Handhabung und Verarbeitung nicht zu erwarten. Schutzhandschuhe und Arbeitskleidung tragen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

nach Hautkontakt:	Unter reichlich fließendem Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung, Arzt hinzuziehen.
nach Augenkontakt:	Augen unter viel fließendem Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden, unverzüglich Arzt konsultieren
nach Verschlucken:	Mund mit viel Wasser ausspülen. Viel Wasser trinken lassen. Patienten ausruhen lassen, warm halten. Arzt konsultieren.
nach Einatmen:	Patienten an die frische Luft bringen, ausruhen lassen und warm halten.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:	Kohlendioxid, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Sand, Erde oder Wassernebel
Ungeeignete Löschmittel:	Wasservollstrahl

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	geeigneten Schutzanzug tragen. Zündquellen abstellen.
Umweltschutzmaßnahmen:	
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	Mit einem saugfähigen Material aufnehmen, kontaminiertes Material in Behälter geben und diese vorschriftsmäßig entsorgen. Bereich mit Wasser und Reinigungsmittel säubern.
Zusätzliche Hinweise:	Geräte mit einem Lösungsmittel für Lack reinigen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:	Von Zündquellen fern halten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen Reibungsfunken oder elektrostatische Aufladungen treffen. Für gute Belüftung des Arbeitsraumes sorgen. Schutzbrille und undurchlässige Handschuhe tragen.
Lagerung:	Produkt vor Wärmequellen und direkter Licht-Einwirkung schützen.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Beschmutzte, durchtränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen.
Atemschutz:	Falls erforderlich, zugelassener PPE-Staubschutz
Handschutz:	Handschuhe
Augenschutz:	Schutzbrille
Körperschutz:	Arbeitskleidung und Stiefel

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild	
Form:	flüssig
Farbe:	transparent/hellgelb
Geruch:	harzig

Sicherheitsrelevante Daten:

Flammpunkt:	60°C	Schmelzbereich:	
Zündtemperatur:		Dichte:	
Explosionsgrenzen:		Wasserlöslichkeit:	
Siedepunkt/-bereich:		Dampfdruck:	

10. Stabilität und Reaktivität

**Thermische Zersetzung/
zu vermeidende Bedingungen:
Gefährliche Zersetzungspro-
dukte/zu vermeidende Stoffe:**

Stabil. Von jeglicher Zündquelle fernhalten.
Oxidations-, Reduktionsmittel vermeiden

11. Angaben zur Toxikologie

Für dieses Produkt liegen keine toxikologischen Daten vor. Bei vorschriftsmäßiger Anwendung keine Gefährdung der Gesundheit bekannt. Berührung mit der Haut und den Augen über einen längeren Zeitraum vermeiden.

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Bei sorgfältiger Handhabung und vorschriftsmäßiger Entsorgung ist keine Umweltgefährdung zu erwarten.

Weitere ökologische Hinweise:

13. Hinweise zur Entsorgung

**Produkt
Empfehlung:**

Unter Beachtung der örtlichen und nationalen Vorschriften einer Sonderabfallbeseitigung zuführen.

**Behälter
Empfehlung:**

wie Substanz

14. Transportinformation

UN-Nr. : 1263
IMO:
Lufttransport IATA:
Richtiger technischer Bezeichnung:
ADR/RID:

IMDG Klasse:
Pack-Gruppe
Pack-Gruppe

15. Vorschriften**Kennzeichnung:****Gefahrensymbole:****R-Sätze:** R 11, leicht entzündlich**S-Sätze:**

S9 Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

S16 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

S33 Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung treffen.

S23 Dampf nicht einatmen.

16. Sonstige Angaben

Diese Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und stützen sich auf den neuesten Stand der Kenntnisse und Erfahrungen seitens **Dr. Ihde** Dental AG. Es wurden sämtliche risiko- und sicherheitsrelevanten Daten offen gelegt. Das Produkt ist nur für die Anwendung durch den Zahnarzt bestimmt. Sollten die gelieferten Daten nicht ausreichen, um für eine spezifische Applikation die Sicherheit gewährleisten zu können, bitte vorab bei **Dr. Ihde** Dental AG weitere Informationen einholen.