

1.-Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt:

Handelsname:

Safeprint P

Hersteller/Lieferant:

Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel.: +41 55 293 23 23
Fax: +41 55 293 23 00
contact@implant.com

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Strasse 19
D-85386 Eching
Tel.: +49 89 319 761 0
Fax: +49 89 319 761 33
info@ihde-dental.de

Auskunftgebende Person:

Dr. Stefan Ihde, Herr Stefan Beer
Tel. / Fax: wie oben

2.-Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Zubereitung aus Polydimethylpolymethyl-
hydrogensiloxan, Vinylmethylpolymethyl-
siloxan, Paraffin und Siliciumdioxid

Beschreibung:

Gefährliche Inhaltstoffe:

CAS-Nr.:

Bezeichnung

%

Kennb. R-Sätze

3.-Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

**Besondere Gefahrenhinweise für
Mensch und Umwelt:**

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen
EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben
aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise:

nach Hautkontakt:

mit viel Wasser und Seife waschen

nach Inhalation

nach Augenkontakt:

mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren

nach Verschlucken:

Arzt sofort konsultieren

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO₂, Wasser;
keine Einschränkungen bei Umgebungsbrand

Besondere Schutzausrüstung:

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene

Vorsichtsmaßnahmen:

Umweltschutzmaßnahmen:

Verfahren zur mechanisch aufnehmen

Reinigung/Aufnahme:

Zusätzliche Hinweise:

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang: Keine bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung

Hinweise zum Brand und Explosionschutz: ----

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Zusammenlagerungshinweise:

Ergänzendes zu den Lagerbed.:

Lagerklasse:

VBF-Klasse:

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	%	Art	Wert	Einheit
---------	-------------------------	---	-----	------	---------

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

Zusätzliche Hinweise:

Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: normale hygienische Maßnahmen

Atemschutz: ----

Handschutz: ----

Augenschutz: ----

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

äußeres Erscheinungsbild

Form: Paste
Farbe: verschiedene
Geruch: geruchlos

Wert/Bereich	Einheit	Methode
--------------	---------	---------

Zustandsänderung

Schmelzpunkt/ Schmelzbereich: n.a. °C

Siedepunkt/Siedebereich: n.a. °C

Flammpunkt: °C

Selbstentzündlichkeit: n.a.

Explosionsgefahr: n.a.

Dichte: 1,53 (20°C) g/cm³

Dampfdruck: n.a. mbar

Viskosität: Paste Pas

pH-Wert: neutral

Löslichkeit in/Mischbarkeit mit: teilweise löslich in Toluol oder Petrolether

Wasser: unlöslich

Lösemittelgehalt:

Organische Lösungsmittel:

Wasser:

Festkörpergehalt:

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen: Geringe Wasserstoffentwicklung mit Säuren, Laugen, Alkoholen, pulverförmigen Metallen bzw. Metalloxiden.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: nicht toxisch, keine Absorption

am Auge: reizend

Zusätzliche toxikologische

Hinweise:

Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Produkt bei sachgemäßem Umgang und unter Beachtung der üblichen Arbeitshygiene ohne gesundheitliche Gefahren zu handhaben ist.

12.-Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Verursacht nach bisherigen Erfahrungen keine Schäden

**Wassergefährdungsklasse:
(Selbsteinstufung):**

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung:

Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt werden.

Abfallschlüsselnummer:

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

14. Transportvorschriften

Kein gefährliches Transportgut.
Vor Nässe schützen.
Getrennt halten von Nahrungs-,
Genussmitteln, Säuren und Laugen

15. Vorschriften

**Kennzeichnung nach
EWG-Richtlinien:**

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung

**Nationale Vorschriften:
Klassifizierung nach VbF:**

16. Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.